

ZDRAVO s.r.o. – autorizovaný servis

Registrace dle § 31 zák.č.123/2000 Sb.,na Ministerstvu zdravotnictví – Č.j.-Reg.č.: 18577/01 a 18579/01



Periodická bezpečnostně-technická kontrola REVIZNÍ PROTOKOL 37-08-356	Inventární číslo : IO 20066
Přezkoušel: Ing. Josef Kovář Číslo oprávnění: 12437/9/06/EZ-M,O,R,Z-E2/B	Výrobní číslo: ML501R 0900 01D579 Výrobce: Martin Medizín-Technik
Uživatel/vlastník: FN Olomouc COS 01	Druh přístroje: operační světlo Přístroj-typ: ML 501R Rok výroby: 2001 Datum instalace:
Zkušební předpis: VDE 0750 ☐ VDE 0751/IEC 60601-1 ☒ Revize provedena: nařízením zák.č.123/2000 Sb. ☒ po opravě ☐	
Výsledek zkoušky: ☒ 1. Měřené hodnoty – zadní strana zkušebního protokolu-použité přístroje : a/ příloha BENDER – Unimet 1000 ST verze: 3.71-výr.č.: 0008053368, kalibr.protokol: 631 / 2007 b/ SCOPEMETER FLUKE 99,výr.č.:DM 6180498,kalibr.protokol : 623 / 2007 c/ Intenzita světla-MAVOLUX digital výr.č.:OB57839, kalibr.protokol :10/00 ☐ 2. Zjištěné závadné body: ☐ 3. Závady nenarušující bezpečnost – přístroj může být používán. ☐ 4. Přístroj může být používán po odstranění výše uvedených závad. ☐ 5. Závady vyžadují opravu před dalším použitím přístroje, protože jinak by mohli být ohroženi pacienti, zaměstnanci nebo třetí osoby-datum odstranění:..... ☒ 6. ZP je bezpečný a funkční,vyhovuje ustanovení §52 odst.3,pro ZP klas.tř. I a IIa. ☐ 7. ZP vyhovuje technickým předpisům výrobce a splňuje požadavek dle §52 odst.4,5 a 6,pro ZP klas.tř.IIb. a III. ☒ 8. Zařízení je z pohledu bezpečnosti,schopné bezpečného provozu	
Datum: 11-2008 Podpis:	Příští prohlídka připadá na: 11-2009



Revizní protokol: 37-08-356		Typ přístroje: ML501 R		Výrobní číslo: ML501R090001D579							
V souladu s předpisy výrobce je kontrola zaměřena na revizi následných částí:		vyhovuje/rameno				nevyhovuje				odpadá kontr.	poznámky
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.		
1.	typový štítek ,návod k použití, popis přístroje	x	x								
2.	Přezkoušení vyrovnaní potenciálu-R vedení	x									
3.	mobilitní světlo (max.0,3 ohm)										
4.	pevné(stropní,nástěnné) světlo (max.0,3 ohm)	0,3									
5.	Přezkoušení stropní konstrukce a nos. ramen	x	x								
6.	stabilita nástěnné/stropní konstrukce	x	x								
7.	poškození nosných /výložných/ ramen	x	x								
8.	funkce nosných /výložných/ ramen	x	x								
9.	funkce mechanických a magnet brzd	x	x								
10.	Přezkoušení tělesa reflektorů	x	x								
11.	funkční kontrola dle návodu k použití	x	x								
12.	kontrola nasvíceného pole	x	x								
13.	kontrola fokuzace	x	x								
14.	kontrola bezpečnostního skla a segmentů filtru	x	x								
15.	kontrola steril.držadla	x	x								
16.	intenzita nasvícení pole	x	x								
17.	naměřená hodnota: 74 klux	x									
18.	napájení světla dle jmenovitého zatížení	x	x								
19.	přepnutí ze sítě na baterie/záložní systém/	x	x								
20.	naměřená hodnota napětí	x	x								
21.	na snímacích kontaktech : 24 Vdc	x	x								
22.	na fokuzacním adaptéru: Vdc									x	
23.	Všeobecně :	x	x								
24.	kontrola provedla provozní test a potvrdila funkční stav	x	x								
25. ☒ jednotlivá měření- 26. ☐ BENDER – Unimet 1000 ST verze: 3.71,ser.č.:0008053368 27. ☐ příloha – periodická revize elektro Graf											
28. ☒ vizuální kontrola pracovních částí zařízení, kontrola zapojení přívodních kabelů a ochranných krytek,dotažení uchycení											
Poznámka :											
Přístroj ke kontrole do: 11-2009 kým: FN Olomouc- COS											

