

Posouzení splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek

Název ZP: **Ultrazvukový diagnostický přístroj**
Typ : **B-K Medical 3101 Lynx**
Výr. číslo : **1823983**
Invetární číslo : **I019372-000**
Příslušenství : **uzv snímač 8544, v.č. 1826156**
uzv snímač 8559, v.č. 1826716
termotiskárna Sony UP-895, v.č. 53752
Umístění : **centrální operační sály**
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
OLOMOUC
Datum prohlídky : **6. dubna 2007**
Následná prohlídka : **v roce 2008**

Průběh a výsledek prohlídky :

Provedena běžná prohlídka přístroje spojená s jeho vyčištěním, celkovým seřízením a nastavením správných pracovních a měřicích parametrů + kontrola činnosti.

Prohlídkou nebyla zjištěna žádná závada v ovládání ani činnosti přístroje. Úroveň vlastností přístroje vyhovuje technickým dokumentům podle nichž byl vyroben. Přístroj je schopen dalšího bezpečného provozu.

Dne 6. dubna 2007

Vystavil : Ing. Boris Kaleta
vedoucí servisu



MEDKONSULT, s.r.o.
Balcárkova 8, č. p. 1258
779 00 OLOMOUC
tel.: 585 414 511, 585 411 273
fax: 585 416 045
IČO: 47679522, DIČ: CZ47679522

Protokol o periodické bezpečnostně - technické kontrole elektrického přístroje

(dle § 27 zákona č. 346 / 2003 sb.)

Název ZP : ultrazvukový přístroj B-K Medical
Typ : 3101 Lynx
Výrobní číslo : 1823983
Inventurní číslo : I019372-000
Klasifikace ZP : II b (přístroj typu B)
Třída ochrany : I
Výrobce : B-K Medical A/S, Dánsko

Umístění : centrální operační sály
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
OLOMOUC

Zkoušeno dle : ČSN EN 60601 – 1
Použitý přístroj : MEDITEST 50, v.č. 200 178 (poslední kalibrace v r.2005)
Provedl : Ing. Boris Kaleta
Datum provedení : 6. dubna 2007

Závěr : Přístroj vyhovuje požadavkům elektrické bezpečnosti a je schopen dalšího bezpečného provozu.

Lhůta další kontroly : rok 2008

Naměřené hodnoty :

1/ Elektrická pevnost - neprovádí se

2/ Přechodový odpor ochranného vodiče -

- konzola (zemní bod)	0,12 ohm
- konektor BNC	0,13 ohm
- konektor snímače	0,13 ohm
- konektor PCU	0,13 ohm
- kryt přístroj	0,12 ohm

3/ Unikající proud ochranným vodičem

	norm.	20 μ A
	reverz.	80 μ A
- v režimu jedné závady	norm.	140 μ A
	reverz.	0 μ A

V Olomouci dne 6. dubna 2007

M R.

MEDKONSULT, s.r.o.

Balcárkova 8, č. p. 1258
779 00 OLOMOUČ
tel.: 585 414 511, 585 411 273
fax: 585 416 045
IČO: 47679522, DIČ: CZ47679522