

Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je prováděna dle § 27 zákona 123/2000 Sb. v úplném znění v rozsahu stanoveném výrobcem dle technické dokumentace.

Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6, Olomouc, 77520
Oddělení: Kardiochirurgická klinika-ambulance
Přístroj: Germicidní svítidlo
Typ: Prolux G30W/A SPH01
Výrobní číslo: 0123021
Inventární číslo: AD201190
Třída ochrany: I.
Zdravotnické zařazení: ---

Provedené testy, zkoušky, měření	Vyhovuje	Nevyhovuje
----------------------------------	----------	------------

Funkční zkouška

Vizuální kontrola	☒	☐
Kontrola účinnosti trubice	☒	☐

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina		Naměřeno
Celkový unikající proud	El. impedance ochranného vodiče	0,11 Ω
	Izolační odpor	200 MΩ
	Unikající proud	0,02 mA
Účinnost UVC záření	230 – 280 nm	14,4 mW/cm ²

Použité měřicí přístroje

- Meditest 50
- UV-C meter KÜHNAST 230-280nm

Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek odpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **je plně funkční a bezpečný** zdravotnický prostředek a splňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik: Tomáš Spáčil

Datum prohlídky: 29. 5. 2008

Podpis:

Datum další doporučené prohlídky: 29. 5. 2009

