

## Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je prováděna dle § 27 zákona 123/2000 Sb. v úplném znění v rozsahu stanoveném výrobcem dle technické dokumentace.

Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc  
I.P. Pavlova 6, Olomouc, 77520  
Oddělení: Kardiochirurgická klinika-ambulance  
Přístroj: Germicidní svítidlo  
Typ: Prolux G 30W  
Výrobní číslo: 0125028  
Inventurní číslo: AD201170  
Třída ochrany: I.  
Zdravotnické zařazení: ---

| Provedené testy, zkoušky, měření | Vyhovuje                            | Nevyhovuje               |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Funkční zkouška                  |                                     |                          |
| Vizuální kontrola                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola účinnosti trubic        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Bezpečnostní test – měření

| Měřená veličina         | Naměřeno                        |
|-------------------------|---------------------------------|
| Celkový unikající proud | El. impedance ochranného vodiče |
|                         | 0,13 $\Omega$                   |
|                         | Izolační odpor                  |
|                         | 200 M $\Omega$                  |
|                         | Unikající proud                 |
|                         | 0,02 mA                         |
| Účinnost UVC záření     | 230 – 280 nm                    |
|                         | 15,04 mW/cm <sup>2</sup>        |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Použité měřicí přístroje: | - UV-C meter KÜHNAST 230-280 nm |
|                           | - voltometr M 2012              |
|                           | - Meditest 50                   |

### Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek odpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **je plně funkční a bezpečný** zdravotnický prostředek a splňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik: Tomáš Spáčil

Datum prohlídky: 29. 5. 2008

Podpis:

Datum další doporučené prohlídky: 29. 5. 2009

