

Fakturační adresa:

Jan Skácel  
Jecmínkova 24  
724 00 Ostrava Stará Bělá  
IČo: 633 06 743 DIČ:CZ 54 01 30 31 05  
Tel: 603 181 006

**PROTOKOL**  
o revizi (kontrola) elektrického zdravotnického přístroje  
(el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16  
00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1

Datum:29.07.2008  
Jméno technika : Jan Skácel  
Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A  
Typ měřičlo přístroje: Revex 2050  
Výrobní číslo:708136  
Typ měřičlo přístroje:RM - 2051  
Výrobní číslo:4030274  
Typ měřičlo přístroje:  
Výrobní číslo:

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ  
I.P.Pavlova 6  
775 20 Olomouč

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....0,154  
Odpor ochranného vodiče: Rp Ud(Ip = 10 A).....0,17  
Isolační odpor R Iso (Up= 500V).....39,4  
Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....7,26+7,28  
Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :.....  
Dotykový proud přímá metoda:.....  
Dotykový proud rozdílová metoda:.....  
Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....14,18  
Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....  
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....  
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:.....  
Napájecí napětí:.....229,3  
Napájecí proud:.....  
Příkon:.....  
cos φ :.....

Ω  
Ω  
MΩ  
mA  
mA  
mA  
mA  
mA  
mA  
V  
A  
W

Umístění spotřebiče:..Kardiologická klinika JIP 50B  
Druh spotřebiče:.. Matrace antidekubitní  
.....  
Třída ochrany :.....I.....( I,IIa,IIb,III)  
Typ/ zařazení:..... B,BF,CF  
Výrobce:..... Hil Room  
Výrobní číslo:.....  
Inv. číslo:..... I 021891-000  
Provozní zkouška:.....ano  
Stav přístroje:  
Mechan. poškození:.....Ne.....  
Přívody:.....v pořádku.....  
Stav krytů:.....dobrý.....  
Protokol o poslední revizi:.....

Revize provedena s výsledkem:**NEVYHOVĚL**  
Bezpečnostní kontrola provedena s výsledkem:  
**NEVYHOVĚL**

Proveřovaný přístroj vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben a je schopen použití v souladu s navedeným k použití dle zákona č.346/2003 sb. §52 odst.4.

Příští revize (kontrola):Po Opravě



Tento protokol má 1 stranu.  
Počet vyhotovení: 2  
Rozdělovník: 1x zákazník  
1x revizní technik