

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAV. PROSTŘEDKU DLE § 27 ZÁK. 123/2000 Sb.

11.1. SORALIDOVÁ

antidekubitní souprava aktivní / dynamická s kompresorem			
typ zařízení: <i>NIMRUP-3</i>	výrobní číslo: <i>157/046579</i>	nemocnice: <i>FN OLOMOUC - KCHK 717</i>	
popis zkoušky, testovaná část		naměřené hodnoty	
		1 test	2 test
funkční test	Bezchybná funkce	<i>OK</i>	<i>OK</i>
udržitelný tlak čerpadla /průtok/ <i>PRŮTOK 3141 MMN @ 16007</i>	<i>v normě</i>	<i>MMN 32,8 mmHg</i>	<i>MMN 32,6 mmHg</i>
čas přepnutí při tlakování	<i>v normě</i>	<i>101</i>	<i>101</i>
alarm tlaku	<i>v normě</i>	<i>OK</i>	<i>OK</i>
stav mechanických dílů			
Bezpečnostně – technická kontrola byla provedena v délce..... <i>1</i>hod.			
Zkoušené zařízení: <u>odpovídá</u> – neodpovídá – TP a <u>vyhovuje</u> – nevyhovuje – v provozu			
Měření provedeno dne: <i>21/7/07</i>		Příští kontrola do: <i>31/7/08</i>	
Technik: <i>Jitka</i> SORAL & HANZLIK KETTNEROVA 1940 155 00 PRAHA 5 DIČ: 006-40762882 -1-		Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc: odbor hlavního mechanika dispečink oprav I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529 <i>K. Kottlíček</i>	
Servisní technici: <i>Luděk Ploháč 603 274 051</i> <i>Martin Kolář 605 356 981</i> <i>Ing. Jiří Semecký 602 354 221</i> Servisní střediska: SORAL & HANZLIK s.r.o. Kettnerova 1940 155 00 Praha 5 <i>jitka.kodetova@soralhazlik.cz</i> SORAL & HANZLIK s.r.o. Sloupečnick 23 678 01 Blansko <i>mk.s@centrum.cz</i>			