

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**890701**
Číslo protokolu*Název přístroje*

Evolution156

Výrobní číslo přístroje

HRP0059793 ; 119394

Datum uvedení do provozu

11.11.1111

Třída (klasifikace)

IIa

Umístění přístroje

Kardiochirurgie

Provozovatel přístroje

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ provozovatele

00098892

Město

Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ ANO☐ NEKontrola provedená dne: 12/02/2007Termín příští kontroly:

Měsíc Rok

2

2008

DARTIN
spol. s r.o.V Tišíně 39474, 160 00 Praha 6
Tel: 241 470 361
IC: 40763781 • DIČ: CZ40763781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6**tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz**

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

OLOMOUČ

KARDIOCHIRURGIE OTD. 501 JIP

TECHNIK

KEJČ O.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

089-07

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

PO 1668

ZE DNE

UVEDENÍ DO PROVOZU ☐

MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA ☐

ZÁRUČNÍ OPRAVA ☒

PERIODICKÁ KONTROLA ☐

ZAŘÍZENÍ		KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ			
VÝROBNÍ ČÍSLO	Typ	PŘECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAČNÍ PROUD	VÝHO- VUJE
<i>HRP0059793</i>	<i>LC2ND EVOLUTION LI156EO (1A3394)</i>	<i>0,18 Ω</i>	<i>< 15,55 MΩ</i>	<i>909 mA</i>	<i>ANO</i>
		<i>Ω</i>	<i>MΩ</i>	<i>mA</i>	
		<i>Ω</i>	<i>MΩ</i>	<i>mA</i>	
		<i>Ω</i>	<i>MΩ</i>	<i>mA</i>	
		<i>Ω</i>	<i>MΩ</i>	<i>mA</i>	

TYP MĚŘIČHO PŘÍSTROJE: „MEDITEST 50“ - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976690 205011 200314.

DRUH PRÁCE

EVO(493): PM, KONTROLA FLE, NEFUNKČNÍ ZLOMAK V STAVU, PO ODPRAVĚ N/D

BUDE OPRÁVENO, JINAK BEZ ZÁVAD

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM
A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

☒ ANO ☒ NE

* NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA KČ	UJETÉ KM	SAZBA KČ	ZTRÁT. ČAS	SAZBA KČ	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA KČ
						<i>1</i>	<i>✓</i>

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY
					CEST. NÁKLADY
					VÝJ. POPLATEK
					ZTRÁT. ČAS
					ND + MATERIÁL
					MĚŘ. IZ. STAVU

PRÁCI PŘEVZAL

PRÁCI PROVEDL

50/41
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Kardiologická klinika
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 568 442 368
Předseda: Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

5031
JIP - 50 B
2368
ST5

12. 2. 2007

DATUM A JMÉNO

RAZÍTKO A PODPIS

DATUM

PODPIS TECHNIKA

CELKEM V KČ
(BEZ DPH)