

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník FN OLOMOUC, Kardiologická klinika
 I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc

Přístroj Centrála (PC) in E. J019819

Typ CIC

Výrobní číslo J13F0681G

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	0,48 mA	max. 0,5 mA
Izolační odpor	> 20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,12 Ω	max 0,2 Ω


Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č. 204 028	

Technik : Jan Balhárek Provedeno dne : 26.1.2007

Podpis :  Datum příští kontroly : Po jednom roce