

## Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům  
zákona 123/2000Sb. v platném znění

**Zákazník** FN OLOMOUC, Kardiochirurgická klinika

I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc

**Přístroj** Centrála

**Typ** CIC

**Výrobní číslo** L13F0682G

(MONITOR)

in 8. I 019 820

| Vyhovuje                            | Nevyhovuje               | Provedené kontroly.                          |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vizuální kontrola (mechanické části, kabely) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ovládací prvky, signalizace                  |
| Bezpečnostní test - měření          |                          |                                              |

| Měřená veličina         | Naměřeno       | Limit       |
|-------------------------|----------------|-------------|
| Celkový unikající proud | Přístupná část | 0,46 mA     |
|                         |                | max. 0,5 mA |
| Izolační odpor          | > 20 MΩ        | min. 20 MΩ  |
| Odpor ochranného vodiče | 0,10 Ω         | max 0,2 Ω   |

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Meditest 50 v.č. 204 028 |  |
|                          |  |

Technik : Jan Balhárek

Provedeno dne : 20.4.2007

Podpis :



Datum příští kontroly : Po jednom roce