

## Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je prováděna dle § 27 zákona 123/2000 Sb. v úplném znění v rozsahu stanoveném výrobcem dle technické dokumentace.

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Zákazník:              | Fakultní nemocnice Olomouc         |
|                        | I.P.Pavlova 6, Olomouc, 77520      |
| Oddělení:              | Kardiochirurgická klinika -JIP 50A |
| Přístroj:              | Germicidní svítidlo                |
| Typ                    | Prolux G 30W/A                     |
| Výrobní číslo:         | D304598                            |
| Inventární číslo:      | D304598                            |
| Třída ochrany:         | I.                                 |
| Zdravotnické zařazení: | ---                                |

| Provedené testy, zkoušky, měření | Vyhovuje | Nevyhovuje |
|----------------------------------|----------|------------|
|----------------------------------|----------|------------|

### Funkční zkouška

|                           |                                     |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Vizuální kontrola         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Kontrola účinnosti trubic | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Bezpečnostní test – měření

| Měřená veličina         |                                 | Naměřeno                |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Celkový unikající proud | El. impedance ochranného vodiče | 0,12 $\Omega$           |
|                         | Izolační odpor                  | 200 M $\Omega$          |
|                         | Unikající proud                 | 0,02 mA                 |
| Účinnost UVC záření     | 230 – 280 nm                    | 3,03 mW/cm <sup>2</sup> |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Použité měřicí přístroje: | - UV-C meter KÜHNAST 230-280 nm |
|                           | - voltometr M 2012              |
|                           | - Meditest 50                   |

### Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek neodpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **není plně funkční a bezpečný** zdravotnický prostředek a nesplňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik: Tomáš Spáčil

Podpis:



Datum prohlídky: 28. 5. 2008

Datum další doporučené prohlídky: