

Fakturační adresa: Jan Skácel Ječmínkova 24 724 00 Ostrava Stará Bělá IČO: 633 06 743 DIČ: CZ 54 01 30 31 05 Tel: 603 181 006		PROTOKOL o revizi (kontrolě) elektrického zdravotnického přístroje (el.spořřebiče) dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16 00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1		Datum: 13.03.2008 Jméno technika : Jan Skácel Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A Typ měřícího přístroje: Revex 2050 Výrobní číslo: 708136 Typ měřícího přístroje: RM - 2051 Výrobní číslo: 4030274 Typ měřícího přístroje: Výrobní číslo:	
Zákazník: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ I.P. Pavlova 6 775 20 Olomouc		Měření elektrických bezpečnostních parametrů: Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....0,112 Odpor ochranného vodiče: Rp $\underline{U_A}$ (Ip = 10 A).....0,13 Isolační odpor R iso (Up = 500 V).....100 Proud ochranným vodičem přímá metoda :0,034+0,027 Proud ochranným vodičem nepřímá metoda : Dotykový proud přímá metoda : Dotykový proud rozdílová metoda : Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:0,084 Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí: Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí: Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem: Napájecí napětí:230 Napájecí proud:0,4 Příkon: cos φ :			
Umístění spotřebiče:..Kardiologická klinika JIP 50A Druh spotřebiče:..Lůžko Dynamis Třída ochrany :1.....(I, IIa, IIb, III) Typ/ zařazení:.....B, BF, CF Výrobce:.....Hil Room Výrobní číslo:.....186 Inv. číslo:.....I 019410-000 Provozní zkouška:.....ano Stav přístroje: Mechan.poškození:.....ne..... Přívody:.....v pořádku..... Stav krytů:.....dobry..... Protokol o poslední revizi:.....		Revize provedena s výsledkem: vyhověl Bezp.tech.kontrola provedena s výsledkem:  Vyhověl  Prověřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nichž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle zákona č.346/2003 sb. §52 odst.4.			
Příští revize (kontrola): za rok		Tento protokol má 1 stranu. Počet vyhotovení: 2 Rozdělovník: 1x zákazník 1x revizní technik			