

## Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

**Zákazník** Fakultní nemocnice Olomouc  
 I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc

**Přístroj** Monitor životních funkcí

**Typ** DASH 3000

**Výrobní číslo** L10J59956 *inv.č. ID 19818*

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace, displej
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kalibrace NIBP
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kalibrace EKG
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kalibrace BP
<b>Bezpečnostní test - měření</b>		

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,29 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,007 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,09 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č. 900 187	

Technik : Jan Balhárek      Provedeno dne : 20.11.2006

Podpis :       Datum příští kontroly : Po jednom roce