

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
 I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc

Přístroj Monitor životních funkcí

Typ DASH 3000

Výrobní číslo K10J5029 G inv. 19875

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace, displej
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kalibrace NIBP
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kalibrace EKG
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kalibrace BP
Bezpečnostní test - měření		

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,39 mA max. 0,5 mA
	Příložná část	0,009 mA max. 0,05 mA
Izolační odpor	> 20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,06 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají - ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsaným výrobcem.
 Zkontrolovaný přístroj je není plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č. 900 187	

Technik : Jan Balhárek

Provedeno dne : 20.11.2006

Podpis :



Datum příští kontroly : Po jednom roce