

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
 I.P. Pavlova 6, 77200 Olomouc

Přístroj Monitor životních funkcí

Typ DASH 3000

Výrobní číslo 21055029G

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace, displej
☒	☐	Kalibrace NIBP
☒	☐	Kalibrace EKG
☒	☐	Kalibrace BP
Bezpečnostní test - měření		

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,39 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,011 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,04 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č.	204 028

Technik : Psota Adam

Provedeno dne : 5.4.2005

Podpis :



Datum příští kontroly : Po jednom roce