

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6, 77200 Olomouc
Přístroj Monitor životních funkcí
Typ DASH 3000
Výrobní číslo 6105 59953

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.																
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)																
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace, displej																
☒	☐	Kalibrace NIBP																
☒	☐	Kalibrace EKG																
☒	☐	Kalibrace BP																
		Bezpečnostní test - měření																
Měřená veličina		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Naměřeno</th> <th>Limit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Celkový unikající proud</td> <td>Přístupná část</td> <td>0,43 mA</td> <td>max. 0,5 mA</td> </tr> <tr> <td>Příložná část</td> <td>0,008 mA</td> <td>max. 0,05 mA</td> </tr> <tr> <td>Izolační odpor</td> <td>> 20 MΩ</td> <td>min. 20 MΩ</td> </tr> <tr> <td>Odpor ochranného vodiče</td> <td>0,06 Ω</td> <td>max 0,2 Ω</td> </tr> </tbody> </table>		Naměřeno	Limit	Celkový unikající proud	Přístupná část	0,43 mA	max. 0,5 mA	Příložná část	0,008 mA	max. 0,05 mA	Izolační odpor	> 20 MΩ	min. 20 MΩ	Odpor ochranného vodiče	0,06 Ω	max 0,2 Ω
	Naměřeno	Limit																
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,43 mA	max. 0,5 mA															
	Příložná část	0,008 mA	max. 0,05 mA															
Izolační odpor	> 20 MΩ	min. 20 MΩ																
Odpor ochranného vodiče	0,06 Ω	max 0,2 Ω																

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č.	204 028

Technik : Psota Adam

Provedeno dne : 5.4.2005

Podpis :



Datum příští kontroly : Po jednom roce