

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): KCH klin. JIP 50B	Číslo smlouvy / objednávky: DO 8785
	Inventární číslo: 19702	

Název a typové označení přístroje: Ventilátor Oxylog 1000		Výrobní číslo: ARRL-0017	Výrobce: Dräger
		Verze SW:	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☐	Třída ochrany: I ☐ II ☐	Typ: B ☐ BF ☐ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☐

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození
Napájecí příklady (el., plyny), test po zapnutí přístroje
Ovládací prvky
Alarmové a bezpečnostní funkce
Funkční kontrola přístroje
Kontrola měřených veličin
Kalibrace měřených veličin
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení
Návod k použití

vyhovuje ano	ne	neprováděno
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☐	☒	
☐	☒	
☐	☐	☒
☒	☐	☐
☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

Ω

vyhovuje ano	ne	neprováděno
☐	☐	☐

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část:
unikající proud síťová část – příložitná část:

mA
mA

☐	☐	☐
☐	☐	☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Digitální stopky DP401		
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	12/2006
Průtokoměr D10A11	008446	10/2007
Digitální Oxymetr GMH3691		

Výsledek kontroly:

- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do
- ☒ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 6. 10. 2006

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Termín příští kontroly:

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10