

PROTOKOL o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené ve smyslu § 28, § 52 zákona č. 123/2000Sb.

Uživatel přístroje: Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc	Umístění přístroje:(klinika, oddělení) Kardiochirurgická klinika Inventární číslo: I022727-000	Forma užívání: vlastnictví ☒ zápůjčka ☐ Číslo smlouvy: SO-2005-019 (dar)
--	---	---

Název a typové označení přístroje: Cryochirurgická konzole CSC.1	Výrobce: Cryocath Inc. Rok výroby: 2003	Výrobní číslo: CSC-086 Klasifikační třída: IIa
Zkoušeno podle: VDE 0751 IEC 601 ☐ ☒	Tř. ochr. I II ☒ ☐	Typ: B BF CF ☐ ☒ ☐
		Odpojitelný síťový přívod ANO NE ☒ ☐

Periodická provozní kontrola	vyhovuje		neprováděno
	ANO	NE	
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐	☐
Napájecí přírůdky, test po zapnutí přístroje	☒	☐	☐
Ovládací prvky	☒	☐	☐
Alarmové a bezpečnostní funkce	☐	☐	☒
Funkční kontrola přístroje	☒	☐	☐
Kontrola měřených veličin (viz. protokol o měření)	☐	☐	☒
Kalibrace měřených veličin (viz. protokol o kalibraci)	☐	☐	☒
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☐	☐	☒
Upgrade software	☐	☐	☒
Návod k použití	☒	☐	☐
Kontrolní elektrická zkouška	☒	☐	☐

Výsledek kontroly: ☒ Přístroj je schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle § 28, § 52 zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a odpovídá technickým normám podle nichž byl vyroben.

☐ Přístroj je schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do:

☐ Přístroj není schopen bezpečného provozu.

Jméno technika:	Podpis, razítko CARDION s.r.o. Rybnická 136, 634 00 Brno Tel: +420 547 241 313 Tel/fax: +420 547 241 314	Kontrola provedena dne (dd.mm.rr):	22.08.07
Ing. Jakub Střítecký		Termín příští kontroly (mm.rr):	09.08
		Kontrolní známka vylepena ☒	
		Převzal:	st. sestra A. Salajová

CARDION s.r.o. Rybnická 136 634 00 Brno ☎ 547 241 313	Typ ZP: CSC-1 Výr. č.: CSC-086	Datum kontroly: 22.8.07 Příští kontrola: 09.08
--	-----------------------------------	---