

# Periodická prohlídka PZT

**B | BRAUN**

Název přístroje: **Nabíječka akumulátorů**  
Provozovatel: **Fakultní nemocnice Olomouc**  
**I. P. Pavlova 6**  
**775 20 Olomouc**

Typ: **GA 627 M**  
Výrobce:  
**AESULAP AG & CO. KG**  
**78532 Tuttlingen / Germany**

inv. č.: **I020112-000**  
výr. č.: **005428**  
obj. č.: **GA627M**

Technickou prohlídku je nutné provádět v souladu se zák. 123/2000 Sb. v pravidelných intervalech stanovených výrobcem podle návodu k použití, servisního návodu a příslušných technických předpisů a norem. Používejte pouze kalibrované měřicí přístroje a servisní pomůcky.

| Vizuální kontrola                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Provedený úkon                                                                                                                                                                      | Zjištěné nedostatky                                                                                                                                                                                                                                   | Potvrzení |
| Čistota, kompletnost, poškození                                                                                                                                                     | Bez závad                                                                                                                                                                                                                                             | ✓         |
| Skříň přístroje (úchyty, šrouby, nápisy)                                                                                                                                            | Bez závad                                                                                                                                                                                                                                             | ✓         |
| Ovládací prvky – funkce, stav                                                                                                                                                       | Funkční, nepoškozené                                                                                                                                                                                                                                  | ✓         |
| Napájecí kabel včetně koncovek                                                                                                                                                      | Bez závad                                                                                                                                                                                                                                             | ✓         |
| Kontrola síťových pojistek                                                                                                                                                          | Bez závad                                                                                                                                                                                                                                             | ✓         |
| Externí konektory – stav, funkce                                                                                                                                                    | Funkční, nepoškozené                                                                                                                                                                                                                                  | ✓         |
| Příslušenství – stav, funkce                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| .....                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| .....                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| .....                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Funkční kontrola                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Provedené měření / kontrola                                                                                                                                                         | Naměřené hodnoty / nedostatky                                                                                                                                                                                                                         | Potvrzení |
| Síťové napájecí napětí                                                                                                                                                              | 226 V                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓         |
| Zapnout přístroj a sledovat:<br>- průběh testu<br>- akust. a opt. signalizaci                                                                                                       | Bez závad                                                                                                                                                                                                                                             | ✓         |
| Zkontrolovat funkčnost ovl. prvků :                                                                                                                                                 | Bez závad                                                                                                                                                                                                                                             | ✓         |
| Zkontrolovat provozní vlastnosti:<br><b>Výstupní nabíjecí proud</b><br>Port 1 .....<br>Port 2 - 4 .....<br>.....<br>.....                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓<br>✓    |
| Zkouška elektrické bezpečnosti                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Odpor ochranného vodiče vč. přívodu<br>max. 0,2 Ω                                                                                                                                   | 0,10 Ω                                                                                                                                                                                                                                                | ✓         |
| Izolační odpor min. 2 MΩ                                                                                                                                                            | > 2 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                | ✓         |
| Svodový proud<br>- ochr. vodičem<br>- přes pacienta                                                                                                                                 | 0,09 mA<br>xxx μA                                                                                                                                                                                                                                     | ✓         |
| Výsledek prohlídky                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Byly zjištěny nedostatky, které by mohly způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo třetí osoby<br><input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO - které: ..... |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| .....                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| .....                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Přijata opatření:<br><b>Bez závad</b>                                                                                                                                               | Poznámky: Revizní přístroj Meditest 50, v.č. 204030, kalibrace platná do 4/2007. Zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené výše a vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům nebo technickým normám, podle nichž byl vyroben. |           |

Termín příští prohlídky: **březen 2008**

Prohlídka provedena : datum /podpis **29. 3. 2007 / Malík Petr**

*[Signature]*

**B | BRAUN**

B. Braun Medical s.r.o.  
Servisní centrum  
HOTLINE

Tel. +420-271 091 555  
Fax +420-271 091 552

6  
IČ: 485 86 285  
DIČ: CZ40500205

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.