

Periodická prohlídka PZT

Název přístroje: Nabíječka akumulátorů
Provozovatel: Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Typ: GA 627 M
Výrobce:
 AESCULAP AG & CO. KG
 78532 Tuttlingen / Germany

inv. č.: I020112-000
vyr. č.: 005428
obj. č.: GA627M

Technickou prohlídku je nutné provádět v souladu se zák. 123/2000 Sb. v pravidelných intervalech stanovených výrobcem podle návodu k použití, servisního návodu a příslušných technických předpisů a norem. Používejte pouze kalibrované měřicí přístroje a servisní pomůcky.

Vizuální kontrola		
Provedený úkon	Zjištěné nedostatky	Potvrzení
Čistota, kopletnost, poškození	Bez závad	✓
Skříň přístroje (úchyty, šrouby, nápisy)	Bez závad	✓
Ovládací prvky – funkce, stav	Bez závad	✓
Napájecí kabel včetně koncovek	Bez závad	✓
Kontrola síťových pojistek	Hodnoty souhlasí	✓
Externí konektory – stav, funkce	Bez závad	✓
Příslušenství – stav, funkce		
Funkční kontrola		
Provedené měření / kontrola	Naměřené hodnoty / nedostatky	Potvrzení
Síťové napájecí napětí	226 V	✓
Zapnout přístroj a sledovat: – průběh testu – akust. a opt. signalizaci	Bez závad	✓
Zkontrolovat funkčnost ovl. prvků :	Bez závad	✓
Zkontrolovat provozní vlastnosti: Výstupní nabíjecí proud Port 1 Port 2 - 4		✓ ✓
Zkouška elektrické bezpečnosti		
Odpor ochranného vodiče vč. přívodu max. 0,2 Ω	0,14 Ω	✓
Izolační odpor min. 2 MΩ	> 2 MΩ	✓
Svodový proud – ochr. vodičem – přes pacienta	0,1 mA xxx μA	✓
Výsledek prohlídky		
Byly zjištěny nedostatky, které by mohly způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo třetí osoby ☒ NE ☐ ANO - které:		
.....		
.....		
Přijaté opatření: Bez závad	Poznámky: Revizní přístroj Meditest 50, v.č. 204030 . kalibrace platná do 5 / 2009 . Zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené výše a vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům nebo technickým normám, podle nichž byl vyroben.	

Termín příští prohlídky: **30. 6. 2010**

Prohlídka provedena : datum /podpis **30. 6. 2008 / Malík Petr**

BRAUN

B. Braun Medical s.r.o.
 Servisní centrum

HOTLINE

Tel. +420-271 091 555
 Fax +420-271 091 552

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.

86 285
 8586285