

Bezpečnostní technická kontrola

dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník: **I. WENGROVCE OLMOUC**
KAZDIO JIP

Objednávka zákazníka: **750801968**

Přístroj: **VIO 300**

Typ: **10140-000**

Výrobní číslo: **11244 GGG**

Vizuální kontrola:

Návod k použití ☒

Popisky jsou čitelné ☒

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm)

0,11 ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA)

0,22 mA

Síťová část-příložená část (max 0,05 mA)

0,005 mA

Funkční testy:

Jas:

10

Hlasitost systému:

8

Hlasitost tlačítek:

8

Nastavení neutrální elektrody:

LiDoJOLWA

Datum a čas

Displej - světlo pozadí

Zkouška ovládání pedálem:

Funkce CUT/COAG

Dálkově ovládaná změna programu

Zkouška ručního ovládání:

Cut/Coag

Mode - výběr

Rozpoznání instrumentu:

Rozpoznání instrumentu přes rezistor

Rozpoznání instrumentu přes EEPROM

Test start monitoru:

Bipolar Auto Start ☒

Test stop monitoru:

Auto Stop Bipolar ☒

Auto Stop MF ☒

Test stop monitoru jiskry:

70 Vdc mezi AE a NE ☒

Výstupní výkon CUT:

AUTOCut eff8, 300 W, RL=500 Ohm:

309,14 W

DRYCut, eff8, 200 W, RL=500 Ohm:

200,9 W

BipolarCUT, eff8, 100 W, RL=500 Ohm:

108,1 W

Výstupní výkon COAG:

BipolarForcedCoag, eff2, 90 W, RL=200 Ohm:

83,5 W

SOFTCOAG, eff8, 200 W, RL=50 Ohm:

201,3 W

SWIFTCOAG, eff8, 200 W, RL=500 Ohm:

198,1 W

FORCEDCOAG, eff4, 120 W, RL=500 Ohm:

110,4 W

Funkční testy Upgradů:

BiClam ☒

PreciseCut, eff8, 50 W, R=500 Ohm:

— W

PreciseCoag, eff 8, 50W, RL=50 Ohm:

— W

TwinCoag, eff8, 200 W, 500 Ohm:

— W

EndoCut ☒

Test NE monitoru:

NE monitor odpor ☒

NE monitor proudová hustota ☒

NE monitor symetrie ☒

Poznámka

KABEL

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: **200 047**

HF 150

v.č.: **1009 HF300**

Datum kontroly: **8.7.2008**

Technik:

HOSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA
130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 00 15 11, Fax: 225 00 15 22
-15- DIČ: CZ00676853