

**SCHEREX**Scherex s.r.o. Brno-Omice 664 41 Dolny 147  
HOT-LINE:602 506 244,602 556 410,602 177 011,602 732 569  
Tel/Fax: 547 228 962

Výkaz č:

0202050201

Uživatel: <i>FN Olomouc</i>	Typ sterilizátoru.	<i>MST-V</i>
	Výrobní číslo.	<i>8775</i>
Umístění: <i>Centrum sterilizace</i>	Počet šarží.	<i>543</i>
	Následující technická prohlídka:	<i>2/2006</i>

Inventární číslo

**Půlroční technická prohlídka***1285 hodin*

Ecoline AS - 7- 6/6/-

	Kontrola - zkouška	Čištění	Nutná oprava	Vyměnit dle plánu oprav	Nutná výměna		Kontrola - zkouška	Čištění	Nutná oprava	Vyměnit dle plánu oprav	Nutná výměna
<b>Všeobecně</b>						<b>Zařízení na úpravu vody</b>					
Statistika chyb- /po kontrole vynulovat/	<input checked="" type="checkbox"/>					Seřízení a kontrola úpravny	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vakuum test	<input checked="" type="checkbox"/>					Vložka mechanická - 10 µm	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Bowie Dick test	<input checked="" type="checkbox"/>					Měření tvrdosti vody dle EN 285 - napájení	<input type="checkbox"/>			<i>4</i>	
<b>Bezpečnostní prvky</b>						Měření tvrdosti vody - chlazení					
Pojišťovací ventil	<input checked="" type="checkbox"/>					Zásobní nádržka	<input checked="" type="checkbox"/>				
Bezpečnostní prvky dveří,uzavírací systém	<input checked="" type="checkbox"/>					<b>Vyvíječ</b>					
Dveřní systém, vodící lišta dveří	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Ruční odkalení vyvíječe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Těsnění dveří	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Regulace hladiny	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Opotřebení</b>						Regulace tlaku					
Membránový ventil, ventily, - vakuum , kondens	<input checked="" type="checkbox"/>					Zpětné klapky	<input checked="" type="checkbox"/>				
Membránový ventil, ventily- ostatní	<input checked="" type="checkbox"/>					Odvaděč kondenzátu	<input checked="" type="checkbox"/>				
Netěsnosti / pára, voda /	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Stykač	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tiskárna - barvicí páska	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<b>Kontrola elektrických zařízení</b>					
Kompletní vyčištění přístroje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Přívodní ochranný vodič	<input checked="" type="checkbox"/>				
Šroubení, potrubí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Ochranné vodiče vnitřní - kryty	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vývěva	<input checked="" type="checkbox"/>					Izolace vodičů, neporušenost	<input checked="" type="checkbox"/>				
Čerpadla	<input checked="" type="checkbox"/>					Čištění mazání kontaktů , RP, Rechne..	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

**Poznámky připomínky:**

*Dužička 9,5 kg OK*  
 UPOZORNĚNÍ: Před manipulací s tímto dvířem se musí důkladně vyčistit (kloboučnicka) pojistit i držáka a lépe rozetřít po celém obvodu!

**Přístroj po opravě odpovídá parametrům výrobce a je schopen bezpečného provozu.**

Datum	Servisní technik	Uživatel
	<i>B. Koc</i>	<i>Olomouc</i>