



KOMPLETNÍ KONTROLA PŘÍSTROJE

10-200-05

 Typ přístroje : **HemoCue Hb. 201+**

 Výrobní číslo : **0419012132**

 Objednávka : **FN v Olomouci
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
IPCHO ODD.**

 č.obj. : 17.10.05
Tel. : Disp.oprav 588442281

Před kontrolou byl vyčištěn optický systém přístroje včetně kontrolní kyvety .
Bylo kontrolováno seřízení přístroje a měřeny parametry dle ČSN 33 1610 .
Protokol a karta s výsledky kompletního měření jsou uloženy na kontrolním pracovišti .
Uvedené údaje platí při použití napájecího zdroje dodaného s přístrojem nebo při použití
vyhovujících baterií . Kompletní kontrolu včetně nastavení parametrů je nutno provádět
v intervalu 12 měsíců .

druh testu	vyhověl	nevyhověl	poznámka
El.zařízení ČSN 33 1610	ANO	_____	
Měření parametrů bez kyvety	ANO	_____	
Kontrolní měření pomocí hemolýzátu Hemo Trol : No- HICH 51503, NORMAL 51502, LOW 51501			
	hodnota před nastavením	hodnota po nastavení	požadovaná hodnota- tolerance
kontrolní hladina 1 : (high)		160 g/L	160 g/L (+/- 8,0 g/L)
kontrolní hladina 2 : (normal)		121 g/L	120 g/L (+/- 6,0 g/L)
kontrolní hladina 3 : (low)		81 g/L	81 g/L (+/- 4,0 g/L)
Kontrolní kyveta :		0	_____

 Datum provedené kontroly : 31.10.2005
 Doporučení pro novou kontrolu : 31.10.2006

kontrolu provedl :

 MEDIKO SERVIS spol.s.r.o.
 Blatovská 1 / 1362
 100 00 PRAHA 10
mediko.servis@volny.cz

telefon/fax : 274776087, tel : 274778792 mobil : 603410117

Výše uvedená firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obch. Soudem v Praze pod: oddíl C , vložka 16278


 MEDIKO - SERVIS
 spol.s.r.o.
 Blatovská 1/1362
 100 00 Praha 10
 tel/fax 274776087
 274778792

Karel Šoulavý