

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8456
	Inventární číslo: 18393	

Název a typové označení přístroje: Kompresor	Výrobní číslo: ARKM-000036	Výrobce: Dräger
	Verze SW:	Rok výroby: 1996
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒		

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje

Ovládací prvky

Alarmové a bezpečnostní funkce

Funkční kontrola přístroje

Kontrola měřených veličin

Kalibrace měřených veličin

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

Návod k použití

vyhovuje - neprováděno
ano ne

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☒

☒ ☐

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

0,08 Ω

vyhovuje - neprováděno
ano ne

☒ ☐ ☐

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část:

0,26 mA

☒ ☐ ☐

unikající proud síťová část – příložená část:

mA

☐ ☐ ☒

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
a dle § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění
odpovídá technickým normám, podle nichž byl vyroben



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do



přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

Kontrola provedena dne 29. 9. 2005

Termín příští kontroly: 04/2006

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10

Pracovní výkaz

~~Oprava~~ prohlídka zdravotnického prostředku

Zákazník FN Olomouc	Číslo objednávky DO 845	Číslo pracovního výkazu 85455
	Oddělení IPCH	Číslo zakázky SCS

Název přístroje	Výrobní číslo	Inventurní číslo	SW-verze	Provozní hodiny
Kompus	AREM - 00006	13393	✓	55P

Posouzení elektrického stavu dle normy VDE 751 ☐ IEC 601 ☒ Třída I ☒ II ☐

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče max. 0,30 Ω 0,08 Ω

Unikajicí proud síťová část-přístupná část mA 0,06 mA

Unikajicí proud síťová část-příložná část Typ: μA

Popis: Prohlídka přístroje dle doporučení výrobce, kontrola vst. kabelů,
funkce tlumiče

Datum příští kontroly: 05/2006

Zk.karta-kapitola:

Závěr: Přístroj je - ~~není~~ schopen bezpečného provozu.

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Použité měřicí přístroje: Vyr.číslo:
DEDITEST 50 200 159

Číslo dodacího listu

Vyúčtování

Práce	Paušální cena za preventivní prohlídku Kč			2.000,-	Celkem Kč 2.000,-
	Kč/hod.	hod.			
Cesta	Kč/hod.	hod.			
	Kč/km	km			

Trasa cesty: _____

SPZ: _____

Jméno technika: Ing. Lešák

Podpis: 

Datum: 29.5.2005

Datum, podpis, razítko zákazníka 59/11
Fakultní nemocnice Olomouc
Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 585 441 111
Primárka: Doc. MUDr. Taťana GROSŠMANOVÁ, CSc.