

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8456
	Inventární číslo: 18393	

Název a typové označení přístroje: Ventilátor MicroVent		Výrobní číslo: ARLM-0057	Výrobce: Dräger
		Verze SW: 1.21	Rok výroby: 1997
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☐ II ☒	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje

Ovládací prvky

Alarmové a bezpečnostní funkce

Funkční kontrola přístroje

Kontrola měřených veličin

Kalibrace měřených veličin

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

Návod k použití

vyhovuje
ano ne

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☐ ☒

☒ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☒ ☐

☒ ☐

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

Ω

vyhovuje
ano ne

☐ ☐ ☒

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část: 0,01 mA

☒ ☐ ☐

unikající proud síťová část – příložná část: 0,002 mA

☒ ☐ ☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
a dle § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění
odpovídá technickým normám, podle nichž byl vyroben



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do



přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

Kontrola provedena dne 29. 9. 2005

Termín příští kontroly:

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10

Pracovní výkaz

~~Oprava~~ prohlídka zdravotnického prostředku

Zákazník FN Olomouc	Číslo objednávky DO 85SL	Číslo pracovního výkazu 855SL
	Oddělení IPCHD	Číslo zakázky 5655

Název přístroje	Výrobní číslo	Inventární číslo	SW-verze	Provozní hodiny
Micro Vent	ARLM-0057	18393	1.21	

Posouzení elektrického stavu dle normy VDE 751 ☐ IEC 601 ☒ Třída I ☐ II ☒
Odpor ochranného uzemňovacího vodiče max. 0,30 Ω **1,01** Ω
Unikající proud síťová část-přístupná část **2** mA
Unikající proud síťová část-příložná část Typ: **BF** **2** μ A

Popis: Prohlídka přístroje dle doporučení výrobce, zjištění el. parametrů
dátové v DS módu - vadný indikátor akumulátoru, datové ventile
vadný exp. ventil - zařízení nefunkční, odstaven mimo provoz!

Zk.karta-kapitola:

Závěr: Přístroj ~~je~~ není schopen bezpečného provozu.

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Použité měřicí přístroje: **DEBITEST 50** Výr.číslo: **200199**

Číslo dodacího listu

Vyúčtování

Práce	Paušální cena za preventivní prohlídku Kč			Celkem Kč
	Kč/hod.	hod.		
Cesta	Kč/hod.	hod.		
	Kč/km	km		

Trasa cesty: _____

SPZ: _____

Jméno technika: **Ing. Ludeš**

Podpis: **[Signature]**

Datum: **29.9.2005**

Datum, podpis, razítko zákazníka 59/11
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 585 441 111
Primárka: Doc. MUDr. Táňa GROŠMANOVÁ, CSc.