

## PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku  
 provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

|                                   |                                                  |                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Uživatel přístroje:<br>FN Olomouc | Umístění přístroje (klinika, oddělení):<br>IPCHO | Číslo smlouvy / objednávky:<br>DIS0701583 |
|                                   | Inventurní číslo: 19866                          |                                           |

|                                                                                     |                                                                           |                                                                                            |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a typové označení přístroje:<br>Ventilátor Oxylog 1000                        |                                                                           | Výrobní číslo: SRSC-0046                                                                   | Výrobce: Dräger                                                                        |
|                                                                                     |                                                                           | Verze SW:                                                                                  | Rok výroby: 2001                                                                       |
| Zkouška podle<br>VDE 0751 <input type="checkbox"/> IEC 601 <input type="checkbox"/> | Úroveň ochrany:<br>I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> | Typ:<br>B <input type="checkbox"/> HF <input type="checkbox"/> CF <input type="checkbox"/> | Odpojitelný síťový přívod:<br>ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> |

### Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

Napájecí přívody (el. plyny), test po zapnutí přístroje

Ovládací prvky

Alarmové a bezpečnostní funkce

Funkční kontrola přístroje

Kontrola měřených veličin

Kalibrace měřených veličin

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

Návod k použití

vyhovuje    neprováděno  
ano    ne

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☒

☒ ☐

### Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. II)

Ω

vyhovuje    neprováděno  
ano    ne

☐ ☐ ☒

Izolační stav přístroje:

unikající proud    síťová část – přístupná část:

mA

☐ ☐ ☒

unikající proud    síťová část – příložená část:

mA

☐ ☐ ☒

### Použité měřicí přístroje:

| Název, typ                 | Výrobní číslo | Platnost kalibrace |
|----------------------------|---------------|--------------------|
| Digitální tlakoměr DP4 705 | 70528998      | 09/2008            |
| Digitální stopky           | DP 401        |                    |
| Průtoksměr D10A11          | 068446        | 01/2009            |
| Digitální oxymetr GMH3691  |               |                    |

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu  
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu  
za předpokladu odstranění závad v termínu do



přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 13. 8. 2007

Jméno technika:  
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Termín příští kontroly: 08/2009

**Dräger** Medical s.r.o.  
 Pod Sychrovem I-81  
 101 00 PRAHA 10

**Pracovní výkaz**  
**Oprava-prohlídka zdravotnického prostředku**

|                               |                                        |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Zákazník</b><br>FN Olomouc | <b>Číslo objednávky</b><br>DIS 0701583 | <b>Číslo pracovního výkazu</b><br>8263 |
|                               | <b>Oddělení</b><br>IPCH                | <b>Číslo zakázky</b><br>7632           |

| Název přístroje | Výrobní číslo | Inventurní číslo | SW-verze | Provozní hodiny |
|-----------------|---------------|------------------|----------|-----------------|
| Oxylog 1000     | SRSC-004C     | 101980C          | /        | /               |

Posouzení elektrického stavu dle normy VDE 751 ☐ IEC 601 ☐ Třída I ☐ II ☐

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče max. 0,30  $\Omega$  ☐

Unikající proud síťová část-přístupná část ☐ mA

Unikající proud síťová část-příložná část Typ: ☐  $\mu A$

**Popis:** Servisní kontrola - ověření Pmax, f, PU, režim AIE DIX, NO AIE DIX, alarm Pan Low, Pan High, kontrola ventilace.

Zk.karta-kapitola:

Datum příšt. kontroly: 08/2009

**Závěr:** Přístroj je - není schopen bezpečného provozu.

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Použité měřicí přístroje:

Výr.číslo:

Digit. tlakoměr DPI 705 70528597P  
Digit. oxymetr GDM 3691  
Pulzoměr NOA11 00346  
Digit. stopky DPS01

Číslo dodacího listu

**Vyúčtování**

| Práce | Paušální cena za preventivní prohlídku Kč |        |         | Celkem Kč |
|-------|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
|       | Kč/hod.                                   | hod.   |         |           |
| Cesta | Kč/hod. 480 -                             | hod. 3 | 1.440 - | 5.640 -   |
|       | Kč/km 19 -                                | km 200 | 2.000 - |           |

Trasa cesty:

FM - Olomouc - FN

SPZ:

SAO 2217

Jméno technika:

Ing. Ladislav

Podpis:

Datum:

13.8.2007

Datum, podpis, razítko zákazníka

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 89  | 59/18                          |
| 301 | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ     |
| 593 | I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc |
|     | 588 441 111                    |
|     | Oddělení intenzivní péče       |
|     | chirurgických oborů 7T8        |
|     | Primář: MUDr. Ladislav BLAHUT  |