

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8456
	Inventární číslo: 19731	

Název a typové označení přístroje: Zvlhčovač Aquapor		Výrobní číslo: ARRM-0160	Výrobce: Dräger
		Verze SW:	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☐	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

Napájecí příводы (el., plyny), test po zapnutí přístroje

Ovládací prvky

Alarmové a bezpečnostní funkce

Funkční kontrola přístroje

Kontrola měřených veličin

Kalibrace měřených veličin

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

Návod k použití

vyhovuje neprováděno
ano ne

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☒

☒ ☐

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

0,05 Ω

vyhovuje neprováděno
ano ne

☒ ☐ ☐

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část:

0,01 mA

☒ ☐ ☐

unikající proud síťová část – příložená část:

mA

☐ ☐ ☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do



přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis

Kontrola provedena dne 29. 9. 2005

Termín příští kontroly: 04/2006

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10

Pracovní výkaz o opravě-prohlídce zdravotnického prostředku (ČSN EN 60601-1, VDE 0751)

~~Smlouvy~~

Zákazník FN Olomouc	Číslo smlouvy 05, DO 8426	Číslo pracovního výkazu 85451
	Oddělení IPCH	Číslo zakázky 855

Název přístroje	Výrobní číslo	Inv. číslo	SW-verze	Provozní hodiny	El. zkouška		
1 Aquaport	AREM-0160	15731	/	/	601 751	Třída I II	Typ B BF CF
Popis opravy: Prohlídka přístroje dle doporučení výrobce (PP), zřízení el. parametrů, funkční zkouška					RPE	0,05	Ω
					IU S-P	0,01	mA
					IU PAC		μA
Zk.karta-kapitola: Datum příst. kontrola: 04/2006					Závěr: funkční nefunkční		
2 Aquaport	AREM-0153	19732	/	/	601 751	Třída I II	Typ B BF CF
Popis opravy: PP, zřízení el. parametrů, funkční zkouška					RPE	0,06	Ω
					IU S-P	0,01	mA
					IU PAC		μA
Zk.karta-kapitola:					Závěr: funkční nefunkční		
3 Aquaport	AREM-0153	18593			601 751	Třída I II	Typ B BF CF
Popis opravy: PP, zřízení el. parametrů - vysoký přednos. Odpoč! Zřízení odskvělých mimo provoz.					RPE	0,52	Ω
					IU S-P	0,01	mA
					IU PAC		μA
Zk.karta-kapitola:					Závěr: funkční nefunkční		
4					601 751	Třída I II	Typ B BF CF
Popis opravy:					RPE		Ω
					IU S-P		mA
					IU PAC		μA
Zk.karta-kapitola:					Závěr: funkční nefunkční		
5					601 751	Třída I II	Typ B BF CF
Popis opravy:					RPE		Ω
					IU S-P		mA
					IU PAC		μA
Zk.karta-kapitola:					Závěr: funkční nefunkční		

Použité měřicí přístroje:

Vyr. číslo:

MEDITEST 50

200 199

Číslo dodacího listu

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgA.

Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgA.

Jméno technika:

Ing. Lukáš

Podpis

Datum:

29.9.2005

Datum, podpis, razítko zákazníka

59/11

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC

Oddělení intenzivní péče, chirurgických oborů

I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 585 441 111

Primářka: **Doc. MUDr. Tatána GROSMANOVÁ, CSc.**