

**Protokol o periodické prohlídce zdravotnického
prostředku**
dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník	FN OLOMOUC	
Přístroj	Datex-Ohmeda Monitor	
Typ	FM	
Výrobní číslo lč	5186868 1022382	

Vyhovuje		Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	✓	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	✓	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	✓	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	✓	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přistupná část	0,08 mA	max. 0,5 mA
	Přiložná část	0,01 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,16 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č.P321/07..... ze dne 29.11.2007

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik:	Palička Hoyer Praha s.r.o. Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3 Dlč: CZ 260 491 582 (17) tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522 Provozovna: Mařešská 225/15/1, 130 00 Praha 3	Provedeno dne :	29.11.2007
Podpis :	Datum příští kontroly :	11/2008	