

DOKLAD O REVIZI ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE		DATUM REVIZE	CELKOVÉ HODNOCENÍ
dle ČSN 33 1600, ČSN 33 1610, doporučení ČES 33.03.95		2.7.2008	VYHOVUJE
SPOTŘEBIČ			
Druh spotřebiče: Značka: Typ: Výrobní číslo: Inventurní číslo: Identifikační číslo: Umístění:	II Třída ochrany: Délka přírodní šňůry: 230V Jmenovité napětí: Jmenovitý proud: Jmenovitý příkon Cos φ Počet fází: 1 Délka přírodní šňůry: 3m Typ síťového přívodu: Pohyblivý Připojení k síti: Odpojitelné Připojení k spotřebiči: Odpojitelné		
PROHLÍDKA SPOTŘEBIČE / KONTROLA OZNAČENÍ		ZKOUŠKA CHODU	
Prohlídka provedena s výsledkem: VYHOVUJE	Zkouška provedena s výsledkem: VYHOVUJE		
Poznámky:			
MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PARAMETRŮ SPOTŘEBIČE Odpor ochranného vodiče: $R_p (I_p=200mA) = \Omega$ Napájecí proud: 0,41A Odpor ochranného vodiče: $U_\Delta (I_p=10A) = V$ Příkon činný: 84W Izolační odpor: $R_{iso} (U_p=250V) = >310M\Omega$ Příkon zdánlivý: 96VA Proud ochr. vodičem přímá met.: $I_{op} = mA$ cos φ: 0,87 Proud ochr. vodičem met. rozd. proudu: $I_{or} = mA$ Dotykový proud přímá met.: $I_{dp} = mA$ Dotykový proud met. rozd. proudu: $I_{dr} = mA$ Náhradní unikající proud: $I_n = mA$ Proud část síťová-příložná přím. met.: $I_{slp} = mA$ Náhraní proud část příložná-přístupná: $I_{nlp} = mA$			
Poznámky:			
Použité měřicí přístroje: Secutest SIII s.č.:3.117.183.01			
CELKOVÉ HODNOCENÍ SPOTŘEBIČE			
Zařízení je v pořádku a je schopno bezpečného provozu			
Poznámky:			
ZÁKAZNÍK			
Firma:	Fakultní nemocnice Olomouc	IČO:	
Adresa:	I.P.Pavlova Olomouc 755 20	DIČ:	
		tel:	
		fax:	
REVIZNÍ TECHNIK			
Revizi provedl a protokol vystavil:	Ing. Petr KŘENEK	Razítko revizního technika a podpis:	
Evidenční číslo:	4805/9/06 R-EZ-E4/A		
Adresa:	Technicare Ostrava		
Datum vystavení protokolu:	2.7.2008		
Řádný termín příští revize:	2.7.2009		

