

Martin Bičič - BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové
DIČ: CZ6404282192, IČO: 15591051, Číslo účtu 21397/0300
tel. 495 217 192 fax. 495 213 213
Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA OHŘÍVAČE KRVE A TEKUTIN

Typ přístroje: ohříváč HOTLINE HL 90	Výrobní číslo : 20040827	Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P. Pavlova 6 77520 OLOMOUC
II.b	Invent. číslo: 1022344-000	Oddělení: emergency
	ID:	

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluš. a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Vnější vzhled, kryt			ok
Značení			ok
Těsnost zásobníku			ok
Displej			ok
Test spínače alarmu			ok
Test spínače plováku			ok
Test spínače jednorázového setu			ok
Test alarmu přehřátí vody			ok
Ověření kalibrace teploty		Calibration thermometer HOTLINE - HLTA-40	ok
Dokumentace		neředloženo	-

Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

Síťové nap. 230 V	Odpor ochr. vodiče vč. kabelu : 0,13 Ω	Unikající proud : /PE 0,08 mA
----------------------	---	----------------------------------

Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu:

Pokud NE - důvod:

ANO

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27,28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.

Datum příští kontroly:

Kontrolu provedl:

Přístroj předán:

6. 2008	V.Kužel Datum : MAR 16 2007 2007 prodej - servis Resslova 890 tel. 495 217 192, fax. 495 213 213	603 Datum: null I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Oddělení urgentního příjmu Emergency odd. 501 Průběh: MUDr. Petr Hubáček
		68 Datum: null I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Oddělení urgentního příjmu Emergency odd. 501 Průběh: MUDr. Petr Hubáček

19.6.07