

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník	Fakultní Nemocnice Olomouc	EMERGENCY
Přístroj	Pacientský ohřev	
Typ	Warm touch 5900	
Výrobní číslo	CI0604J517	

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
☒	☐	Ověření přesnosti měřících funkcí

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Odpor ochranného vodiče		0,148 Ω	max. 0,2 Ω
Izolační odpor		>20 M Ω	min. 20 M Ω
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,045 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	mA	max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 204009

Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: **BEČNÍČEK** Procházka
Podpis

Technicare CZ, spol. s r. o.
Pod Myslivkou 17/360, 739 24, Olomouc-Nová Bělá
IČO: 2681802, DIČ: CZ2681802
Tel./Fax: 596 728 055

Provedeno dne: 22.8.2008
Datum příští kontroly: 8/2009