

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku

dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník	FN OLOMOUC Datex-Ohmeda	
Přístroj	Pulsní oximetr	
Typ	TruSat	
Výrobni číslo lč	FCCJ00402 D060088	

Vyhovuje		Nevyhovuje	Provedené Kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřicích funkcí (Kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přistupná část	0,16 mA	max. 0,5 mA
	Přiložná část	0,01 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,10 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č.P319/07..... ze dne29.11.2007.....

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek využívá technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použity měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik :	Palička	Provedeno dne :
Podpis :	Hoyer Praha s.r.o. Jilmová 2685/19, 130 24 Praha 3 DIC CZ 229 915 82 (17) tel.: +420 225 601 532, fax: +420 225 001 522 Provozovna: Malešická 225/51, 130 00 Praha 3	29.11.2007
Datum příští kontroly :	11/2008	