

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): urgentní příjem	Číslo smlouvy / objednávky: DIS 0800721
	Inventurní číslo: 21052	

Název a typové označení přístroje: Ventilátor Oxylog 3000		Výrobní číslo: SRTA-0054		Výrobce: Dräger
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐		Verze SW: 1.09		Rok výroby: 2003
Třída ochrany: I ☐ II ☒		Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐		Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje

Ovládací prvky

Alarmové a bezpečnostní funkce

Funkční kontrola přístroje

Kontrola měřených veličin

Kalibrace měřených veličin

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

Návod k použití

vyhovuje
ano ne

☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

Izolační stav přístroje:

unikající proud

unikající proud

síťová část – přístupná část:

síťová část – příločná část:

vyhovuje
ano ne

☐ ☐ ☒
☐ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐

Ω

0,008 mA

0,005 mA

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Měřičtest 50	200199	08/2009

Výsledek kontroly:

☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění

☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do

☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:

Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

Kontrola provedena dne 17. 3. 2008

Termín příští kontroly: 03/2010