

Kyslíkové zvlhčovače - komplety

KompaktOX I

P 00237

Zvlhčovač se upevňuje přímo do rychlospojky.

Zvlhčený kyslík aplikujeme pomocí kyslíkové masky či kyslíkových brýlí.

Obsah lahve je 0,5 l.

Zvlhčovač lze resterilizovat studenou cestou nebo do 65 ° C.

Složení:

Zvlhčovač trvanlivý P 00095

Průtokoměr P 00257

KompaktOX II

P 00238

Zvlhčovač se upevňuje přímo do rychlospojky.

Zvlhčený kyslík aplikujeme pomocí kyslíkové masky či kyslíkových brýlí.


Obsah lahve je 0,25 l.

Zvlhčovač lze autoklávovat.

Složení:


Zvlhčovač autoklávovatelný P 00096

Průtokoměr P 00257



Modifikace:

Oba dva typy lze dodat v konfiguraci, kdy zvlhčovač lze upevnit na vodorovnou či svislou plochu, tyč, nebo na eurolištu. S průtokoměrem jej propojíme pomocí hadice se šroubením.

**Poznámka:**

Ke všem kompletům lze dodat průtokoměr i s jiným rozsahem průtoku než 0 - 15 l/min.

Kyslíkové zvlhčovače - příslušenství

Zvlhčovač trvanlivý**P 00095****Komponenty:**

Lahev 0,5 l nebulizátoru a zvlhčovače trvanlivého P 00448

Víčko zvlhčovače trvanlivého - kompletní P 00440

Kamínek s hadičkou zvlhčovače trvanlivého P 00635

Zvlhčovač autoklávovatelný 0,25l**P 00096****Komponenty:**

Lahev 0,25 l zvlhčovače autoklávovatelného P 00442 3x

Víčko zvlhčovače autoklávovatelného 0,25 l - kompletní P 00441 3x

Kamínek s hadičkou zvlhčovače autoklávovatelného P 00097

Průtokoměr - viz. kapitola PrůtokoměryKyslíkové masky a brýle - viz. kapitola Kyslíkové masky, brýle a cévky.

Tisk

Zpět na hlavní stránku

Tisk