

Název ON:	Centrální sterilizace - mezoseptická zóna		
Číslo ON:	PP-MP-L012-05-03	Vydání ON:	4. vydání ze dne: 1. 10. 2018

Změnu textu ON nebo textu přílohy ON provedl odborný garant uvedený na první straně ON.

Značení změn textu ON: T/xxxx kde T je text/xxxx je číslo odstavce

Značení změn v přílohách: PX/xxxx kde PX je příloha čísloX/xxxx je číslo odstavce nebo PX při vniku nové přílohy č. X

Změna č.	Účinnost změny od	Odstavec textu Odstavec přílohy	Popis změny	Schválil dne
4.	18.10.2022	T/3.11.3	Doplnění programu Standard Plazmová sterilizace – sterilizační parametry: - nízkoteplotní sterilizace od 47°C do 56°C, - program Express – 24 min, - program Standard – 50 min, - sterilizační medium je 59% peroxid vodíku ve stavu plazmy, - nevhodný pro sterilizaci porézního materiálu.	MUDr. Jaromír Freiwald, primář Centrálních operačních sálů a sterilizace, 18.10.2022 