



Příloha č. 2 Sm-L030-2

Zajištění transportu biologického materiálu při odstávce potrubní pošty (havarijní plán)

Při **přerušení provozu PP** delším než **30 min.** aktivují **technici PP** havarijní plán rozesláním upozornění na monitory PC. Doba odstávky se počítá od zobrazení oznámení.

1. Přerušení provozu PP v době od 6:00 do 19:00 hod. (Po-Ne)

Transport BM do klinických laboratoří zajistí sanitáři jednotlivých ZdP. Vzorky do laboratoří umístěných na Teoretických ústavech jsou v době přerušení provozu transportovány DOPR dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 5 Řd-004-9402 Provozní řád Provozu dopravy FNOL.

VÝJIMKY:

ZdP	Transport zajistí sanitář z:	Kontakt:
KOZNI	Pochůzková služba TO	6337
KTVL		
PRAC		
UCOCH (So – Ne)		
OPL		
PCHIR amb.	UROL, v případě nedostupnosti 1CHIR (Po-Pá 7:00-15:30)	UROL 2670/3479 1CHIR 5496/2715
ORL	PLIC (So 14:30 – 19:00)	ORL 2811 PLIC 4660
OCNI	ORL (So 6:00 – 14:30; Ne 6:00 – 19:00) PLIC (So 14:30 – 19:00)	
ONK	PLIC (So 14:30 – 19:00)	

2. Přerušení provozu PP v době od 19:00 – 6:00 hod. (Po-Ne)

Transport do laboratoří **OKB**, **HOK** a **TO**

ZdP	Noční směna	Transport zajistí sanitář z:	Kontakt:
Okruh zelený			
NCHIR	ANO	sami	5145/3457
NEUR	NE	NCHIR	
HOK	NE	NCHIR	
KNM	NE	NCHIR pouze pro LHOK, TO	
3IK	NE	NCHIR pouze pro LHOK, TO	
Okruh žlutý			
2IKaGER	ANO	sami	3158 nebo 3343
ORL	NE	2IKaGER	
OCNI	NE	2IKaGER	
PLIC	NE	2IKaGER	
ONK	NE	2IKaGER	
Okruh modrý			
IPCHO	ANO	sami	individuální domluva
NOVO	NE	PORGYN/KARIM – domluva mezi VS KARIM a PORGYN	
PORGYN	ANO	sami/KARIM – domluva mezi VS KARIM a PORGYN	
RHC	ANO	sami	4459/4532
1IK	NE	RHC	
1CHIR	NE	RHC	
2CHIR	NE	RHC	
UROL	NE	RHC	
INF	NE	RHC	
TRAU	ANO	sami	
URGENT	ANO	sami	2867
KARIM	ANO	sami	
KCHIR	NE	KARIM	
COSS	ANO	KARIM	



Příloha č. 2 Sm-L030-2

Sanitář Pochůzkové služby TO zajišťuje:

a) v době od 19:00 – 6:00 hod. (Po-Ne):

- Transport transfuzních přípravků a krevních derivátů vyjma COSS, KCHIR, KARIM, URGENT
- IMUNO – „kadaver“ z 3IK HDS, 2CHIR – 40-50/rok
- MIKRO – likvor – rizikový vzorek; transplantace (IPCHO, NCHIR)
- SOUD
- DK, UCOCH, ORT, PSY, KOZNI (červený okruh)

b) v sobotu 7:00- 14.30 hod a neděli 9:00- 10:30 hod, transport BM pro MIKRO

3. Přerušení provozu PP – zadržení pouzder s BM na centrále PP (ev. na OKB)

V případě přerušení provozu PP se zadržením pouzder s BM na centrále PP nebo na OKB je nutno transportovat BM do příslušných laboratoří dle následujícího schématu:

V době od 6:30 do 15:00 hod (Po-Pá), kontaktuje technik PP (ev. pracovník OKB) pracovníky laboratoří, kteří s transportními boxy přijdou pro vzorky BM na centrálu PP nebo na OKB a následně je odnesou do svých laboratoří.

Laboratoř	Kontaktní telefon
OKB	2951, 2950
HOK	3288, 3289
TO	6337
IMUNO	7-2376
GEN	5960,5968

Pokud se jedná o vzorky BM určené pro laboratoře MIKRO, PATOL, SOUD, IMUNO, LEM technik PP kontaktuje pracovníka DOPR tel.: 6395, 4301, který zajistí transport vzorků BM do zmíněných laboratoří.

V době od 15:00 do 6:30 hod (Po-Ne), kontaktuje technik PP, (ev. pracovník OKB) pracovníka PS TO 6337, který s transportním boxem přijde na centrálu PP nebo na OKB a odnese vzorky BM na OKB, HOK, TO a SOUD. Vzorky pro laboratoře, které nemají nepřetržitý provoz, jsou vráceny zpět na odesílající ZdP, která jsou povinna uchovat tyto vzorky dle podmínek pro jednotlivá vyšetření uvedených v „Katalogu laboratorních vyšetření“, který je online dostupný na Intranetu FNOL. V případě, že doba uchování materiálu je kratší než možnost odeslat BM do laboratoře, je třeba odebrat nový vzorek BM.

Přepravní pouzdra budou na ZdP postupně vrácena (technikem PP, ev. pracovníkem OKB) po zprovoznění systému potrubní pošty.