



BOWA ARC 400 mód ligation

Vážení,

Elektrochirurgické generátory BOWA ARC 400 spolu s módem ligation, který je určený k zatavení cév, dosahují maximálního špičkového výstupního výkonu více než 350 Wattů.

Během procesu zatavení je efektivní a nominální výstupní výkon 200 Wattů max.

Vytvořené zatavení cévy vydrží nejméně trojnásobek systolického krevního tlaku (průměr 600 mmHg, standardní odchylka 212 mmHg).

S pozdravem

BOWA-electronic GmbH & Co. KG

Martin Heinrich

generální ředitel zdravotnické divize