

**Protokol o kalibraci pracovního měřidla**

Kalibroval a zkoušel B. Kubina - technik
Datum 19.10.2004
Typ váhy univerzální váha pod postel váha MVPP 250, umístěná ve Fakultní nemocnici Olomouc, (dodavatel Dima Olomouc s.r.o.)
Zákl. údaje: Max = 250 kg; Min = 2 kg; d = 0.1 kg
Použité etalony: úředně ověřené 20 kg , dohromady 250 kg ve III. třídě přesnosti

Výsledek ověřování (vzestupně):

Naložená hmotnost (kg)	Indikovaná hmotnost (kg)	Chyba-odchylka
10	10	0
30	30	0
60	60,1	100g
100	99,9	100g
180	180,1	100g
230	230	0
250	250	0

Dále sestupně :

Naložená hmotnost (kg)	Indikovaná hmotnost (kg)	Chyba-odchylka
240	240	0
200	200,1	100g
180	180	0
100	99,9	100g
80	80	0
50	50	0
10	10	0

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že váha v celém zkoušeném rozsahu vyhověla maximálním dovoleným chybám při prvotním ověřování dle normy ČSN EN 45 501 ve III. třídě přesnosti.

Maximální chyba vyjádřená v absolutních hodnotách nepřekročila 1d tzn. byla menší v celém zkoušeném rozsahu než 100 g.

Dále bylo provedeno tečení snímačů po dobu 25-ti minut na hmotnost 80 kg a údaj se po celou dobu na indikátoru nezměnil.

V Brně dne 19.10.2004

B. Kubina
technik**WESICO s.r.o.**
Zeiberlichova 3
644 00 BRNO - Soběšice