

DOKLAD O REVIZI ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE		DATUM REVIZE	CELKOVÉ HODNOCENÍ
dle ČSN 33 1600, ČSN 33 1610, doporučení ČES 33.03.95		25.4.2008	VYHOVUJE
SPOTŘEBIČ			
Druh spotřebiče:	Osávačka elektrická	Třída ochrany:	I
Značka:	ATMOS	Délka přívodní šňůry:	
Typ:	ATMOFORTE 350	Jmenovité napětí	230V
Výrobní číslo:	20601501	Jmenovitý proud:	
Inventurní číslo:	I09693-000	Jmenovitý příkon	
Identifikační číslo:		Cos φ	
Umístění:	Fakultní nemocnice Olomouc II chir. Klinika luzka	Počet fází:	1
		Délka přívodní šňůry:	3m
		Typ síťového přívodu	Pohyblivý
		Připojení k síti:	Odpojitelné
		Připojení k spotřebiči	Odpojitelné
PROHLÍDKA SPOTŘEBIČE / KONTROLA OZNAČENÍ		ZKOUŠKA CHODU	
Prohlídka provedena s výsledkem: VYHOVUJE		Zkouška provedena s výsledkem: VYHOVUJE	
Poznámky:		Poznámky:	
MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PARAMETRŮ SPOTŘEBIČE			
Odpor ochranného vodiče:	Rp (Ip=200mA) = 0,14 Ω	Napájecí proud:	0,45A
Odpor ochranného vodiče:	UΔ (Ip=10A) = V	Příkon činný:	96W
Izolační odpor	Riso (Up=250V) = >310MΩ	Příkon zdánlivý:	102VA
Proud ochr. vodičem přímá met.:	Iop = 0,15 mA	cos φ:	0,9
Proud ochr. vodičem met. rozd. proudu:	Ior = 0,15 mA		
Dotykový proud přímá met.:	Iop = mA		
Dotykový proud met. rozd. proudu:	Ior = mA		
Náhradní unikající proud:	Iin = mA		
Proud část síťová-příložná přím. met.:	Islp = mA		
Náhraní proud část příložná-přístupná :	Ilnp = mA		
		Poznámky:	
Použité měřicí přístroje: Secutest SIII s.č.:3.117.183.01			
CELKOVÉ HODNOCENÍ SPOTŘEBIČE			
Zařízení je v pořádku a je schopno bezpečného provozu			
Poznámky:			
ZÁKAZNÍK			
Firma:	Fakultní nemocnice Olomouc	IČO:	
Adresa:	I.P.Pavlova Olomouc 755 20	DIČ:	
		tel:	
		fax:	
REVIZNÍ TECHNIK			
Revizi provedl a protokol vystavil:	Ing. Petr KŘENEK	Razítko revizního technika a podpis:	
Evidenční číslo:	4805/9/06 R-EZ-E4/A		
Adresa:	Technicare cz Ostrava		
Datum vystavení protokolu:	25.4.2008		
Řádný termín příští revize:	25.4.2009		

