

Fakturační adresa:

Jan Skácel
Ječmínkova 24
724 00 Ostrava Stará Bělá

IČO: 633 06 743 Dič: CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL

o revizi (kontrola) elektrického zdravotnického přístroje
(el.spotřebiče) dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16
00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1

BTK – bezpečnostně-technická kontrola

Datum: 06.03.2008

Jméno technika : Jan Skácel

Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-EZ/A

Typ měřičho přístroje: Revex profi

Výrobní číslo: 7080136

Typ měřičho přístroje: RM 2050

Výrobní číslo: 4030274

Typ měřičho přístroje:

Výrobní číslo:

7

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Umístění spotřebiče:neurochirurgická JIP
Druh spotřebiče: ... Lužko nemocniční Avantgard 1200
Třída ochrany : I (I,IIa,IIb,III)
Typ/ zařazení: Hill Room
Výrobce: Hill Room
Výrobní číslo: I 022848-000
Inv.číslo: ano
Provozní zkouška: ano

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA) 0,112
Odpor ochranného vodiče: Rp UΔ(Ip = 10 A) 0,13
Isolační odpor R iso (Up = 500V) 100
Proud ochranným vodičem přímá metoda :
Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :
Dotykový proud přímá metoda:
Dotykový proud rozdílová metoda:
Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí: 0,090
Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:
Napájecí napětí: 226
Napájecí proud: 0,1
Příkon:
cos φ :

Ω
Ω
MΩ
mA
mA
mA
mA
mA
mA
V
A
W

Revize provedena s výsledkem: Vyhověl

Bezp.tech.kontrola provedena s výsledkem:
Vyhověl

Prověřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nichž
byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle
zákona č.346/2003 sb. §52 odst.4.

Příští revize (kontrola): za rok

2009 Zelen



Tento protokol má 1 stranu.
Počet vyhotovení: 2
Rozdělovník: 1x zákazník
1x revizní technik