

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAV. PROSTŘEDKU DLE § 27 ZÁK. 123/2000 Sb.

Ev. č. 1020455-100

antidekubitní souprava aktivní / dynamická s kompresorem			
typ zařízení: AL MAX CELL	výrobní číslo: 420.3216	nemocnice: FN OLOMOUC Kour. El. - JIP	
popis zkoušky, testovaná část		naměřené hodnoty	
		1 test	2 test
funkční test	Bezchybná funkce	OK	OK
udržitelný tlak čerpadla /průtok/ 100 mmHg 400-07	0,12 l/min	PR 724 mmHg 2,2 l/min	
čas přepnutí při tlakování	0,12 s		
alarm tlaku	0,12 s	OK	
stav mechanických dílů		všechny díly provozní	
Bezpečnostně – technická kontrola byla provedena v délce..... 1hod.			
Zkoušené zařízení: ☒ odpovídá – ☐ neodpovídá – TP a – ☒ vyhovuje – ☐ nevyhovuje – v provozu			
Měření provedeno dne: 15/3/07		Příští kontrola do: 15/3/08	
Technik:  S&H KETTNEROVA 1940 155 00 PRAHA 5 DIČ: 009-40782462 -2-		Zákazník:  FN OLOMOUC Neurochirurgická klinika Intenzivní péče 516 přednosta Prof. MUDr. Michael HONDEK, CSc.	
Servisní technici: Luděk Ploňák 603 274 051 Martin Kolář 605 355 981 Ing. Jiří Semecký 602 354 221			
Servisní střediska: SORAL & HANZLIK s.r.o. Kettnerova 1940 155 00 Praha 5 jitka.kodetova@soralhanzlik.cz			
SORAL & HANZLIK s.r.o. Sloupešník 23 678 01 Blansko mk.s@centrum.cz			