

NAZEV PŘÍSTROJE: VYHŘÍVANÝ NEBULIZÉR OH-95	VYROBNÍ ČÍSLO: 97070
ODDĚLENÍ:	

NAZEV PŘÍSTROJE:

VYHŘÍVANÝ NEBULIZÉR OH-95

VÝROBNÍ ČÍSLO:

97070

MAJITEL PRÍSTROJE:

FN OLOMOUČ

ODDELENÍ:

NEUROCHIR. KL. - 3IP

VYROBCE

ALFAMEDIC

ROK VÝROBY:

1997

TYPOVÉ OZNAČENÍ:
OH-95

Un (V)

In (A)

Pn (W)

max. 100W

TRÍDA OCHRANY:

1 typ B


VÝSLEDEK KONTROLY:

BEZ ZAVAD

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

20060105

PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 230 \text{ V}$ $P_n = 100 \text{ W}$	
TRÍDA OCHRANY: <u>I</u>	
SESTAVA:	☐ přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m)) ☒ přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce..... <u>2</u>m ☐ přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I): <u>0,08 Ω</u>	
UNIKAJÍCÍ PROUD:	☒ síťová část - přístupná část $N = 0,02 \text{ mA}$ $U = 0,01 \text{ mA}$ $R = 0,06 \text{ mA (max 1mA)}$ ☒ síťová část - příločná část $N = 0,031 \text{ mA}$ $U = 0,014 \text{ mA}$ (max 0,5mA) ☒ přístupná část - příločná část $R = 0,007 \text{ mA}$ (max 0,5mA)
POUŽITÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50	ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324
VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU:	vyhověl - nevyhověl
VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95:	vyhověl - nevyhověl
ZÁVADY: <u>BEZ ZÁVAD</u>	
ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA PRAVIDELNÁ SERVISNÍ PROHLÍDKA DLE ZÁKONA č.123/00 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje	
TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: <u>3/2007</u>	
KONTROLU PROVEDL:	
<u>V OLOMOUCI</u>	DNE <u>28.2.2006</u>
POTVRZENÍ ORGANIZACE:	89 301 063 FN OLOMOUC Neurochirurgická klinika Intenzivní péče ST6 přednosta Prof. MUDr. Michael HOUDEK, CSc. 