

REVIZE 2007

**CHIRONAX**

# Kontrolní protokol PBTK

Revoluční 1280/138 01 Frýdek-Místek

(o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku, dle § 27 zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění.)

Protokol číslo : **PK 07/IJ/395**

k výkazu práce číslo: 032952

Název přístroje: SD 12 - defibrilátor	Výrobní číslo : AK 840	Inv.č. I014511-000
Výrobce: Chirana-Stará Turá ,SR	Třída el. bezp. : II.	Typ : CF
Provozovatel :	adresa : FN Olomouc I.P.Pavlova 6 ,Olomouc	
	oddělení : Neurochirurgická klinika,operační sál	

## 1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje

### Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou

P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Síť - přístupná část	0,00 mA	0,50 mA	Vyhovuje
1.2.	Síť - příložná část	0,003 mA	0,05 mA	Vyhovuje
1.3.	Přístupná část - příložná část	0,031 mA	0,1 mA	Vyhovuje

## 2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek
2.1.	Prohlídka přístroje - vizuální kontrola	Vyhovuje
2.2.	Kontrola mechanických částí	Vyhovuje
2.3.	Kontrola síťové části včetně pojistek	Vyhovuje
2.4.	Kontrola stavu akumulátorů	Vyhovuje
2.5.	Kontrola defibrilačních elektrod a příslušenství	Vyhovuje
2.6.	Kontrola ovládání , signalizace a funkce přístroje	Vyhovuje

## 3. Poznámky, připomínky, doporučení

Bez připomínek

## 4. Závěr

Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.


Použité měřicí přístroje přístroje (název,typ, v.č.) :

MEDITEST 50 v.č.200 350, Multimetr METEX M-4650CR v.č.EF711836, Osciloskop KIKUSUI v.č.28070426,

Datum provedení kontroly : **19.12.2007**

Datum příští PBTK : **12/2008**

Kontrolu provedl (jméno a podpis) : **Jiří Ištuk**



Protokol převzal : *[Signature]*  
(datum, jméno a podpis)

Fakultní nemocnice Olomouc  
odbor hlavního mechanika  
dispečink oprav  
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC  
tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529

20-12-2007