

Kontrolní protokol PK07/J035

o periodické bezpečnostně technické kontrole (PBTk) ZP dle zákona č.123/2000 Sb. v platném znění
K výkazu práce číslo: 032013

2007

Přístroj	Chiratom 400 vysokofrekvenční chirurgický přístroj	výr.číslo	RD 244
Výrobce	Chirana Stará Turá	třída/typ	I / BF
Zákazník	FN Olomouc , neurochirurgie CT sálek	č. zak.	844/208

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje

Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	✓/x
	Síť - přístupná část	0,14 mA	1 mA	✓
	Síť - příložná část	0,099	0,5 mA	✓
	Přístupná část - příložná část	0,351 mA	5 mA	✓
Kontrola přechodového odporu	Odpor ochranného vodiče	0,08 Ω	0,3 Ω	✓
	Délka pohyblivého přívodu	2 m		✓

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

Prohlídka přístroje – vizuální kontrola	✓
Kontrola mechanických částí	✓
Kontrola síťové části včetně pojistek	✓
Kontrola příslušenství	✓
Kontrola funkce ovládání a signalizace	✓
Kontrola funkce ochrany pacienta a obsluhy	✓

Poznámka:

- ✓ - vyhovuje
- x - nevyhovuje

3. Poznámky , připomínky

Inventární číslo : I015614-000

Závěr : Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.

Datum provedení : 22.01.2007
Datum příští kontroly : 01/2008
Kontrolu provedl : Jílka Jaromír Ing.

Ištuk Jiří

Protokol zaslán poštou

CHIRONAX Frýdek-Místek s.r.o.
Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek

CHIRONAX
Frýdek-Místek s.r.o.
Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek

-12-