

KONTROLNÍ PROTOKOL č.: * 000095 ze dne: 1.10.2008

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku podle zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Antonín Pucek
Žižkov 326
783 45 Senice na Hané
IČO: 48775550
Tel.: 585 947 278

ČÍSLO OBJEDNÁVKY :

DIS 0801 748

Zákazník:	Název / typ přístroje
FN Olomouc	steh. zř. / PS 405 PA
Umístění přístroje	Výrobní číslo/ rok výroby
Neuchiv. op. 592	88 7457 / 1988
Výrobce: CHIRAM Země: ER	Inventární číslo: I 076382-000
Napětí: 320 V Poh. přívod: ano/ne, délka — m	Příkon: VA/W Třída ochrany: I

Kontrolní bezpečnostně technická prohlídka (KBTP):

Byla provedena KBTP přístroje ve smyslu zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závěr:

ve smyslu zák. č. 123/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedeno seřízení, odzkoušení a posouzení splnění technických požadavků stanovených pro zdravotnický prostředek.

Přístroj (JE / ~~SELEN~~) plně funkční a (SCHOPEN / ~~NE-SCHOPEN~~) bezpečného provozu.Samolepka o termínu příští kontroly vylepena: ano/~~ne~~*

Číslo doporučení ČES 33.03.95, k normám ČSN EN 60601-1

Elektrická bezpečnost – měření		
odpor ochr. vodiče	☒ vyhovuje	zjištěno: 904 Ω
unikající proud	☒ vyhovuje	zjištěno: 0,93 mA
přechodový odpor PA ¹⁾	☐ vyhovuje	zjištěno: — Ω
izolační odpor	☒ vyhovuje	zjištěno: >20 M Ω

Použitá měřidla

MEDITEST 50	ev. číslo 976 632
-------------	-------------------

Termín příští KBTP:

Říjen 2009

Datum vystavení protokolu:	Jméno technika:	Razítko a podpis:
1.10.2008	Smedka F	SELET ® servisní oddělení Žižkov 326, 783 45 Senice na Hané

Protokol převzal dne:

počet příloh: 2

¹⁾ neměří se ve všech případech