

I 020584

**Protokol o periodické prohlídce zdravotnického
prostředku
dle zákona 346/2003, § 27**

| | | |
|----------------------|------------|---------|
| Zákazník | FN Olomouc | |
| Přístroj | ADU | Monitor |
| Typ | S/5 | S/5 |
| Výrobní číslo | 40139467 | 4785684 |

| Vyhovuje | Nevyhovuje | Provedené kontroly. |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vizuální kontrola (mechanické části, kabely) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ovládací prvky, signalizace |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Bezpečnostní test - měření

| Měřená veličina | Naměřeno | Limit |
|-------------------------|----------------|---------------------------|
| Celkový unikající proud | Přístupná část | 0,17 mA max. 0,5 mA |
| | Příložná část | 0.01 mA max. 0,05 mA |
| Izolační odpor | >20 MΩ | min. 20 MΩ |
| Odpor ochranného vodiče | 0,12 Ω | max 0,2 Ω |

Reference: Servisní výkaz č.33/06..... ze dne8.2.2006.....

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik :

Palička
Hoyer Praha s.r.o.

Provedeno dne : 8.2.2006

Podpis :

Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3
DIČ: CZ60491582 (16)
tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522
Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

Datum příští kontroly : 2/2007