

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

| | |
|----------------------|--------------|
| Zákazník | FN Olomouc |
| | Datex-Ohmeda |
| Přístroj | MONITOR |
| Typ | S/5 |
| Výrobní číslo | 5167616 |
| IČ | 1020785 |

| Vyhovuje | Nevyhovuje | Provedené kontroly. |
|----------|------------|--|
| ■ | ☐ | Vizuální kontrola (mechanické části, kabely) |
| ■ | ☐ | Ovládací prvky, signalizace |
| ■ | ☐ | Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce |
| ■ | ☐ | Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace) |
| ☐ | ☐ | |

Bezpečnostní test - měření

| Měřená veličina | Naměřeno | Limit |
|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Celkový unikající proud | Přístupná část | 0,17 mA max. 0,5 mA |
| | Příložná část | 0,01 mA max. 0,05 mA |
| Izolační odpor | >20 MΩ | min. 20 MΩ |
| Odpor ochranného vodiče | 0,04 Ω | max 0,2 Ω |


Reference: Servisní výkaz č.P 220/07..... ze dne ...16.8.07.....

Výsledek prohlídky (závěr) : **vyhověl**

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : **Daniel Palicka** Provedeno dne : 16.8.2007

Podpis :  Datum příští kontroly : 8/2008

Hoyer Praha s.r.o.
Jilmová 10, 130 24 Praha 3
DIČ: CZ60491582 (16)
tel: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522
Provozovna: Měšická 2251/51, 130 00 Praha 3