

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník	FN Olomouc
	Datex-Ohmeda
Přístroj	MONITOR
Typ	S/5
Výrobní číslo	5191607
IČ	1022621

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
■	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
■	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
■	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
■	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,17 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,01 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,03 Ω	max 0,2 Ω


Reference: Servisní výkaz č.P 219/07..... ze dne ...16.8.07.....

Výsledek prohlídky (závěr) : **vyhověl**

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : **Daniel Palíčka** Provedeno dne : 16.8.2007

Podpis :  Datum příští kontroly : 8/2008

Hoyer Praha s.r.o.
Jilmová 265/10, 130 24 Praha 3
DIČ: CZ60491582 (16)
tel: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522
Provozovna: Málešická 2251/51, 130 09 Praha 3