

Protokol o přeměření anestetického odpařovače (v provozních podmínkách)

Objednatel: FN Olomouc

Typ: PPV ISO **v.č.** 0493 426

Výrobce: PENLON

K měření je použito plynového analyzátoru Datex-Ohmeda M-CAIOV, který je těsně před měřením kalibrován kalibračním plynem z tlakové láhve k tomu určené.

Měřeno při průtoku 5 L/min 100% kyslíku, teplota a barometrický tlak lokální !

Nastveno	0	0,2	0,4	0,6	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8
Měřeno	0	0,18	0,41	0,65	1,2	1,6	2,9	3,4	4,2	5,5	6,6	✓	✓	✓
Tolerance Low	0	0,14	0,3	0,45	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0	4,8	5,6	6,4
Tolerance High	0,1	0,26	0,5	0,75	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6
RESULT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Závěr: Odpařovač vyhovuje toleranci výrobce: ANO NE

Doporučení: Používat pouze s monitoringem plynů

Měření provedl: Ing. Daniel Palíčka
Hoyer Praha s.r.o. Jilmová 10, 130 24 Praha 3
 tel.: +420 225 001 552, fax +420 225 001 522
 Provozovna: Mláčská 2251/51, 130 00 Praha 3

Datum: 3.6.2008