

## Protokol o přeměření anestetického odpařovače (v provozních podmínkách)

**Objednatel:** *FN Olomouc*

**Typ:** *Sigma Elite 150* **v.č.** *099 707*

**Výrobce:** **PENLON**

*K měření je použito plynového analyzátoru Datex-Ohmeda M-CAIOV, který je těsně před měřením kalibrován kalibračním plynem z tlakové láhve k tomu určené.*

**Měřeno při průtoku 5 L/min 100% kyslíku, teplota a barometrický tlak lokální !**

Nastveno	0	0,2	0,4	0,6	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8
Měřeno	0	0,17	0,38	0,61	1,1	1,8	2,4	3,8	3,4	4,8	6,0	—	—	—
Tolerance Low	0	0,14	0,3	0,45	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0	4,8	5,6	6,4
Tolerance High	0,1	0,26	0,5	0,75	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6
RESULT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—

**Závěr: Odpařovač vyhovuje toleranci výrobce: ANO ~~NE~~**

**Doporučení:**

**Měření provedl:** Ing. **Daniel Paříčka**  
Střelná 265/10, 130 24 Praha 3  
 DIČ: CZ260491382 (16)  
 tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522  
 Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

**Datum:** *3.6.2008*