

**KOPIE**

**Protokol o přeměření anestetického odpařovače**  
(v provozních podmínkách)

**Objednatel:** *FN Olomouc*

**Typ:** *Sigma Delta 150* | **v.č.** *D0604102*

**Výrobce:** **PENLON**

*K měření je použito plynového analyzátoru Datex-Ohmeda M-CAIOV, který je těsně před měřením kalibrován kalibračním plynem z tlakové láhve k tomu určené.*

**Měřeno při průtoku 5 L/min 100% kyslíku, teplota a barometrický tlak lokální !**

Nastveno	0	0,2	0,4	0,6	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8
Měřeno	<i>0</i>	<i>0,20</i>	<i>0,41</i>	<i>0,62</i>	<i>1,04</i>	<i>1,61</i>	<i>2,31</i>	<i>2,88</i>	<i>3,45</i>	<i>4,53</i>	<i>5,64</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Tolerance Low	0	0,14	0,3	0,45	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0	4,8	5,6	6,4
Tolerance High	0,1	0,26	0,5	0,75	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6
RESULT	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>

**Závěr: Odpařovač vyhovuje toleranci výrobce:** **ANO** ~~NE~~

**Doporučení:**

Hoyer Praha s.r.o.  
Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3  
DIČ: CZ60-91582 (19)  
tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522  
Provozovna: Maléšická 2251/51, 130 00 Praha 3

**Měření provedl:** **Ing. Daniel Palička**

*Daniel Palička*

**Datum:** *16.8.2007*